

## **Windows 10 - 32 / 64 bit**

### **Installation von IrDA Adaptern für CARDY PC-EKG**

Bitte folgende Schritte durchführen

IrDA Dongle aus USB Anschluss entfernen dann:

Gehe zu

- Einstellungen
- Apps
- Apps and Features
- Optimale Features
- + Features hinzufügen
- IrDA Infrarot auswählen und installieren

PS neu starten und IrDa Adapter in USB Anschluss stecken

Dann

- Gerätemanager starten  
(Start - rechte Maustaste)
  - Andere Geräte
  - Unbekannte Geräte
- eines der aufgeführten Geräte ist der IrDa
- Doppelklick auf das unbekannte Gerät
  - Treiber aktualisieren
  - Automatisch nach aktuellen Treibersoftware suchen  
(alternativ Treiber von Verzeichnis Cardy \Irda\_treiber\win8\_win10\_64Bit)
  - Treiber wird installiert
  - OK

PC neu starten

- Gerätemanager starten

jetzt wird IrDA Adapter erkannt und funktioniert mit WIN 10 Vers 1903

© copyright Thomas Bley (TB)