

Cardy EKG Rekorder Inbetriebnahme

- Batterien in Cardy einlegen
- rote Taste – ON
Datum / Uhrzeit einstellen – mit √ bestätigen – weiter
- rote Taste – PC-Messung muss am Display erscheinen
- Bluetooth-Verbindung mit PC herstellen
 - Einstellungen
 - Bluetooth/Geräte – Doppel-Klick – gekoppelt
 - Cardy-Geräte mit der Serien-Nr. < 2000 – Code keiner
 - Cardy-Geräte mit der Serien-Nr > 2000 – Code 1234
- Überprüfen dass CardyGerät an ist
- CardyMed Software am PC starten
 - Werkzeug
 - Grundeinstellungen
 - Anschluss
 - aktuelles Cardy – Doppel-Klick
 - Cardy auswählen #....
 - OK bestätigen
- Herz EKG starten