

Kurzanleitung für die Installation der Cardy Software:

A. Für Betrieb von USB Stick

1. IRDA oder USB Treiber installieren (IRDA Treiber für Windows 10 befindet sich im Verzeichnis Cardy\Ird_a_treiber)
2. Im Verzeichnis Cardy die Anwendung postinstall.exe mit der rechten Maustaste als Administrator ausführen.
3. Cardy mit ekg3.exe starten.

B. Für den Betrieb auf einem PC Laufwerk oder von einem Netzwerklaufwerk

1. Den Ordner Cardy in das gewünschte Laufwerk kopieren. (z.B. Laufwerk c:\)
2. IRDA oder USB Bluetooth Treiber installieren (IRDA Treiber für Windows 10 befindet sich im Verzeichnis Cardy\Ird_a_treiber)
3. in Windows 10 Cardy über System > Einstellungen > Bluetooth > Gerät Hinzufügen (Code Sn. Nr. Kleiner 2000 = keiner Sn. Nr. > 2000 Code ist 1234
4. Im Verzeichnis Cardy die Anwendung postinstall.exe mit der rechten Maustaste als Administrator ausführen.
5. Cardy mit ekg3.exe starten.

Tipp. Sie können an gewünschter Stelle eine Verknüpfung auf die ekg3.exe erstellen um z.B. Cardy direkt vom Desktop zu starten.

C. Ester Start der Cardy Software

1. Buton Werkzeug
2. Grundeinstellungen
3. Anschluss
4. aktuelles Cardy – Doppel-Klick
5. Cardy auswählen #
6. OK bestätigen
7. Patient anlegen oder auswählen
8. Mit Herz Buton EKG starten