

Windows 10 - 32 / 64 bit

Installation von IrDA Adaptern für CARDY PC-EKG

Bitte folgende Schritte durchführen

IrDA Dongle aus USB Anschluss entfernen dann:

Gehe zu

- Einstellungen
- Apps
- Apps and Features
- Optimale Features
- + Features hinzufügen
- IrDA Infrarot auswählen und installieren

PC neu starten und IrDa Adapter in USB Anschluss stecken

Dann

- Gerätemanager starten
(Start - rechte Maustaste)
 - Andere Geräte
 - Unbekannte Geräte
- eines der aufgeführten Geräte ist der IrDa
- Doppelklick auf das unbekannte Gerät
 - Treiber aktualisieren
 - Automatisch nach aktuellen Treibersoftware suchen
(alternativ Treiber von Verzeichnis Cardy \Irda_treiber_win10_64Bit)
 - Treiber wird installiert
 - OK

PC neu starten

- Gerätemanager starten

jetzt wird IrDA Adapter erkannt und funktioniert mit WIN 10 Vers 1903

© copyright Thomas Bley (TB)